

Идеальное
внесение!

AH Plus *Jet*[®]
Root Canal Sealing Material



AH Temp[™]
Calcium Hydroxide-Based Root Canal Dressing

НОВИНКА!

AH Temp[™]

Временный пломбировочный материал на основе гидроксида кальция для корневых каналов

- Точное внесение в корневой канал
- Оптимизированные условия хранения
- Доказанная совместимость с AH Plus

К лучшей стоматологии

DENTSPLY

АН Темп™ характеризуется эффективной дезинфекцией корневых каналов, легко вносится благодаря удобным канюлям АН Темп™


Цель эндодонтического лечения: эффективная дезинфекция корневых каналов

АН Темп™ высокощелочная паста на основе гидроксида кальция с антибактериальными свойствами и уровнем pH 12

Оптимизированные условия хранения

- ✓ меньше блокировка канюль во время внесения
- ✓ меньше блокировка материала в шприце со временем
- ✓ меньше потерь материала из-за засыхания материала в шприце


Стабильность консистенции во время лечения¹



В ежедневной практике АН Темп™ может использоваться на протяжении 3 месяцев после открытия




Отличная рентген контрастность - залог надежного рентген контроля¹



¹Данные по запросу.

² Незарегистрированная торговая марка DENTSPLY International, Inc.

Прямое и точное внесение в корневой канал





Изгиб 45°

Рабочая длина 25 мм

Внешний диаметр 0.41 мм

“Вносить АН Temp™ очень удобно. Это лучший временный материал, который сейчас доступен. В добавок имеет очень удобную форму канюли!”


Др. Матиас Дж. Роггендорф, Университет Марбурга, Германия

АН Temp™ канюля Calxyl² канюля

Доказанная совместимость с АН Plus

Сила адгезии АН Plus к дентину¹



АН Temp™ в комбинации с АН Plus® – идеальное сочетание временного материала и силера для корневых каналов

Идеальное внесение!



¹ М. Роггендорф 2012, доказанные исследования по внесению АН Temp™ и силера АН Plus®, данные по запросу.
² Незарегистрированная торговая марка DENTSPLY International, Inc.

AH Temp™

Временный материал на основе гидроксида кальция для корневых каналов с ультра тонкими, длинными и предварительно изогнутыми AH Temp™ канюлями



AH Plus Jet®

№1 эндодонтический силер¹ в шприце с удобными насадками для внесения



✓ Быстро

- Нет необходимости в замешивании
- Прямое, точное внесение

✓ Просто

- Предварительно смешанный, готовый к применению шприц
- Легкое внесение, отсутствие дополнительных манипуляций

✓ Надежно

- Отсутствие заражения
- Точное размещение пасты в корневом канале

Информация для заказа

AH Temp™ набор

4 x AH Temp™ шприца, 0.75 мл каждый
20 x AH Temp™ канюли
1x рукоятка
1x иллюстрированное техническое руководство
1x инструкция

номер 606.20.123



AH Temp™

отдельные канюли

20 x AH Temp™ канюль

номер 606.20.124



Защитные чехлы

500 x защитных чехлов

номер A88013S1



AH Plus Jet® стартовый набор

1 x AH Plus Jet® шприц, 15 г
20 x смешительных насадок
20 x внутриротовые канюли
1 x блокнот для замешивания
1 x иллюстрированное техническое руководство
1 x органайзер

ReOrder 606.20.115



AH Plus Jet®

смесительные насадки/
внутриротовые канюли:
40 x смешительных насадок с
внутриротовыми канюлями

номер 606.20.116



AH Plus Jet® шприц

2 x AH Plus Jet® шприца,
15 г

номер 606.20.118

